



## 项目简介

Bela MD+® 是全新升级的，非侵入性**5合1皮肤**治疗方法：**1.钻石磨头**：物理去角质；**2.精华导入头**：吸除杂质、注入精华；**3.水氧注入头**：高强补水、深层抗氧；**4.提拉头**：提升紧致、促进代谢循环、提升光洁度；**5.红光导入头**：镇定平衡水油、加强后续护肤吸收。从而达到：**深层毛孔清洁去角质，补水提亮、淡斑，调理和改善皮肤质量，提升紧致度，平衡水油、祛痘、控痘**等功效。

针对不同肤况，共有4种精华可选，满足您不同的护肤需求。

- **补水精华**：富含透明质酸钠、尿囊素，深层补水；丰盈；帮助伤口愈合；刺激胶原蛋白增长；淡化细纹
- **抗氧化精华**：富含Vc、Ve、葡萄籽萃取精华，抗氧化；提亮；促进胶原蛋白增长；减少皮肤表皮层水分流失
- **祛痘精华**：蕴含水杨酸、补骨脂酚、牛至油，调节油脂平衡；减少毛孔堵塞；消除致痘菌；同时适合非炎症、炎症痘痘；减少未来可能的痘痘
- **提亮祛斑精华**：富含多肽、甘草根提取物、Vc衍生物，提亮肤色，祛除色素沉淀，抑制黑色素生成

Health Canada Approved

## 一间医美医师提醒

- 可作为长期的皮肤管理项目，定期操作，第一次使用，建议持续 4-6 次，每次间隔3-4周，能看到皮肤整体改善。

- 可搭配其它医美项目，作为基础准备，搭配 Picosure 皮秒，水光针，PRP 自体血清注射，全脸脱毛等疗程，缓解激光疗程后的肌肤干燥不适；让皮肤以干净、较佳的状态接受下一步的治疗。

## 操作详情

项目时长：30-60分钟

麻醉方式：无需麻醉

操作方式：物理磨皮，真空吸力注入精华

疼痛感觉：无痛，轻微磨皮感

恢复时间：无恢复期

治疗周期：间隔 2 - 4 周

效果持续：持续叠加，人体细胞代谢时间为2-4周

注意事项：疗程前、后3天内避免刷酸，停止使用A醇保养品，及任何去角质类产品；坚持皮肤补水，注意防晒；详见一间医美治疗前后指导。

## 不适合人群

- 怀孕或哺乳期；
- 过去六个月内服用过维A酸；
- 疗程部位感染；
- 治疗部位有严重破损毛细血管，或晒伤